

Masque POKAL®

120,00 €

Modèle **Masque POKAL**

LE MASQUE BIOÉNERGÉTIQUE POKAL® POUR RÉGÉNÉRER LA PEAU DU VISAGE ET PRÉVENIR SON VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ

Soin du visage universel, compatible avec tous les types de peau, le masque POKAL fonctionne selon le principe de l'acupuncture. Il utilise le potentiel énergétique inépuisable de son utilisateur pour stimuler l'ensemble des points biologiquement actifs, situés sur le visage et le cou.

LES PROPRIÉTÉ DU MASQUE BIOÉNERGÉTIQUE POKAL®

L'effet rajeunissant du masque bioénergétique POKAL repose sur une approche foncièrement nouvelle du problème d'entretien et de régénérescence de la peau du visage et du cou. Jusqu'ici, tous les moyens cosmétiques agissaient sur la peau de l'extérieur.

Or, le masque bioénergétique POKAL est un moyen hautement efficace visant à régénérer la peau du visage et du cou de l'intérieur. Fabriqué à partir du même matériau que les semelles bioénergétiques POKAL, le masque fonctionne selon **le principe d'acupuncture**. Grâce au rééquilibrage des canaux bio-informationnels et à la restauration des flux énergétiques au sein de l'organisme, le masque relance les processus vitaux au sein des cellules cutanées du visage.

L'accélération du métabolisme sur le plan cellulaire contribue à lutter efficacement contre les radicaux libres, l'une des principales causes du vieillissement de la peau. Par conséquent, les cellules cutanées du visage « reprennent vie » et commencent à fonctionner correctement ; le développement des nouvelles cellules s'accélère, et l'élimination des toxines par les pores de la peau devient plus active.

C'est ainsi que sont relancés les processus de rajeunissement du visage.



QUE PEUT-ON ATTENDRE DU MASQUE POKAL® ?

- La peau flétrie devient plus ferme grâce à la réhydratation des cellules ;
- Par conséquent, le teint devient plus beau, plus lumineux ;
- La peau retrouve sa fraîcheur, devient plus lisse ;
- Le tonus musculaire du visage s'améliore et les contours du visage redeviennent plus nets.

A ce jour, le masque bioénergétique POKAL est le moyen unique de renouvellement des cellules de l'épiderme. Il permet de lancer les processus de rajeunissement de la peau du visage sans recours à la chirurgie esthétique, à des injections douteuses ou d'autres méthodes radicales, basées sur l'introduction dans l'organisme humain de produits chimiques. Aussi, les effets du masque POKAL peuvent remplacer lifting et intervention chirurgicale. Le principal avantage du masque POKAL réside dans le fait qu'il utilise le potentiel énergétique de chacun de nous, **source d'énergie inépuisable**. Contrairement à tous les produits cosmétiques existant, **on ne renouvelle son achat que tous les 10 à 15 ans, selon l'usure**.

Le masque POKAL permet aux jeunes femmes de préserver la santé et la beauté de leur peau. Quant aux personnes ayant souffert des problèmes de peau dans leur jeunesse, tel que l'acné, le masque POKAL est d'une grande aide. Il permet de nettoyer la peau des marques, d'atténuer les cicatrices et les phénomènes inflammatoires.

Le Masque bioénergétique POKAL est un produit naturel, destiné à régénérer la peau du visage et du cou et à prévenir son vieillissement prématuré. C'est un soin du visage universel, compatible avec tous les types de peau.

Indications

Le masque bioénergétique POKAL est recommandé pour tous les types de peau, et en particulier pour:

- Peaux sèches, nécessitant l'hydratation
- Peaux sensibles, irritables
- Sujettes aux rides
- Détériorée par une exposition excessive au soleil
- Fatiguée
- Peaux mûres, présentant des signes de vieillissement

Il est très important de souligner que grâce à la présence sur le visage des points biologiquement actifs, le masque exerce **une action bénéfique sur l'ensemble de l'organisme**. Outil bioénergétique, le masque POKAL rétablit le champ électro-magnétique de l'homme.

MASQUE POKAL: RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Une notice est jointe à votre masque POKAL. Avant d'utiliser le masque, il convient d'y attacher un élastique, de découper des petits espaces pour le nez et la bouche à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un couteau. **NE PAS DECOUPER DE TROUS POUR LES YEUX**. Des points énergétiques importants sont en effet situés au niveau des paupières, d'où cette recommandation. Il est probable que le masque n'épouse pas parfaitement les courbes de votre visage. Et pour cause, la forme du visage varie d'une personne à une autre. Mais le masque reste efficace même s'il n'est pas plaqué au visage sur toute sa surface. Enfin, il peut être légèrement déformé pour s'adapter au mieux à votre morphologie.

Avant l'application, vous pouvez traiter la face intérieure du masque, le visage et le cou à l'eau comportant quelques gouttes de citron, de pamplemousse ou de vinaigre de pomme. Pour un résultat

optimal, il est indispensable de combiner l'utilisation du masque à celle des semelles bioénergétiques PIOKAL. Utilisés ensemble, les semelles et le masque PIOKAL régulent tous les processus métaboliques dans l'organisme.

Après l'application du masque, il est conseillé de rincer le visage à l'eau fraîche. Durant les jours d'application du masque, il est recommandé de laver le visage à l'eau claire plusieurs fois par jour, de la même façon qu'il est recommandé de changer de chaussettes lors de l'utilisation des semelles PIOKAL. Il faut rappeler que le masque exerce une action stimulante et contribue à libérer les cellules de la peau des déchets et des toxines. Par conséquent, il est possible de constater au début de l'utilisation du masque, l'apparition de quelques irrptions cutanées. C'est l'une des manifestations possibles des processus de nettoyage habituels. On peut également observer cette réaction lors de l'utilisation des stimulateurs des pieds. Au bout de quelques jours d'utilisation du masque, ces symptômes disparaissent.



Durée et fréquence d'application

Il est conseillé d'appliquer le masque sur le visage et le cou durant 20 à 30 minutes tous les jours ou une fois tous les 2 jours, selon les résultats souhaités. Si l'objectif est de rétablir la santé (vue, audition, état post-AVC), il convient de faire une séance de 20 à 30 minutes 2 fois par jour. Cependant, il est conseillé de débiter par des séances de 5 minutes et d'allonger le temps d'application progressivement, en le ramenant à 30 minutes par jour, puis à 2 fois 30 minutes par jour durant 6 mois. Ensuite, il est possible de passer à un rythme d'entretien, soit 30 minutes d'application 2 à 3 fois par semaine.

Pour retrouver une belle peau, il suffit de vous détendre durant 20 à 60 minutes par jour avec le masque bioénergétique PIOKAL. La première semaine, une application quotidienne est conseillée. Vous pouvez ensuite continuer à l'utiliser régulièrement ou de temps à autre, en fonction de votre état de santé, de la qualité de votre peau, en fonction de vos besoins et de vos envies.

En achetant le masque cosmétique PIOKAL, vous pouvez en faire profiter non seulement les membres de votre famille, mais aussi vos amis et vos collègues, car le matériau utilisé dans la fabrication du masque n'a pas le temps de se charger d'information négative en l'espace de 20 ou 30 minutes, le transfert d'énergie indésirable d'un utilisateur à un autre est donc exclu.

Remarque

Si le masque est utilisé par plusieurs membres de la famille, veillez aux règles d'hygiène.

Au besoin, n'hésitez pas à nettoyer le masque à l'eau tiède et à le sécher à l'aide d'une serviette. Le masque POKAL peut être nettoyé à l'aide d'agents antiseptiques ou de solutions hydro-alcooliques, sans aucun inconvénient pour son matériau. **NE PAS SECHER LE MASQUE PRES DES APPAREILS DE CHAUFFAGE.** Le masque POKAL peut être utilisé durant de longues années, jusqu'à l'usure mécanique de son matériau.

Contre-indications

Il est déconseillé d'utiliser le masque en cas de sclérose vasculaire cérébrale en stade avancé. Par ailleurs, il est recommandé d'utiliser le masque avec précaution, en commençant par des applications peu prolongées (d'environ 5 minutes), aux personnes souffrant d'hypertension, de cataracte ou de glaucome. Au fur et à mesure de l'utilisation du masque, en fonction du ressenti de l'utilisateur, la durée d'application peut être progressivement prolongée. Après l'utilisation du masque par une personne atteinte d'infections de la peau telles que l'eczéma impétigineux ou l'herpès, il est fortement recommandé de nettoyer la face intérieure du masque à l'aide d'une solution désinfectante.

Garantie

La durée de vie du masque en institut est d'environ 7 ans. Mais dans les conditions d'utilisation individuelle, sa durée de vie peut être beaucoup plus importante, pratiquement illimitée.